



# Acidified Tyrodes Solution

## 透明帯穿孔用メディウム



Acidified Tyrodes Solution

### Acidified Tyrodes Solution

- Assisted Hatching (AHA)の際の透明帯の穿孔用メディウム
- Ready-to-useで使用可能な透明帯の糖タンパクを溶解させる酸性溶液

製品番号	製品名	容量	フェノール レッド	有効期限*	血清	抗生物質	保存温度
10605000	Acidified Tyrodes Solution	0.2 mL × 5	—	19 週間	—	—	2 ~ 8 °C

※製造日より

#### ■ 培地組成

無機塩類、Polyvinylpyrrolidone (PVP)、グルコース

#### ■ 品質管理項目

無菌テスト済み (Ph. Eur., USP)、pH テスト済み (Ph. Eur., USP)

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。  
©2020 ORIGIO Japan K.K. All Rights Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F

Tel: 045-319-6826 Fax: 045-319-6581

E-mail: [toiawase@coopersurgical.com](mailto:toiawase@coopersurgical.com)

Web: <https://fertility.coopersurgical.com/ja>

CooperSurgical®

Fertility and Genomic Solutions