

WP37

高精度保温プレート



精密温度コントロール PID制御が温度変化を最小限に抑えます。

- 厚さ19mmのフラットボディで、作業性を損なわない
- アルマイト処理済みアルミを採用
- PID制御による精密な温度制御機構 (37±0.2 °C)
- 2サイズから選択可能

仕様

	スモール	ラージ
製品番号	WP37-300	WP37-500
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高)	300 x 200 x 19 mm	500 x 400 x 19 mm
重量	3.7 kg	6.3 kg
電源仕様	100V、Max 2 A、50/60 Hz	100V、Max 3 A、50/60 Hz