

WP37

高精度保温プレート



精密温度コントロール

PID制御が温度変化を最小限に抑えます。

- 厚さ19mmのフラットボディで、作業性を損なわない
- アルマイト処理済みアルミを採用
- PID制御による精密な温度制御機構 (37±0.2°C)
- 2サイズから選択可能

	スモール	ラージ
製品番号	WP37-300	WP37-500
外形寸法 (横幅 × 奥行 × 高さ)	300 x 200 x 19mm	500 x 400 x 19mm
重量	3.7kg	6.3kg
電源仕様	100V、Max 2A、50/60Hz	100V、Max 3A、50/60Hz
標準価格	¥250,000	¥300,000

*価格は税抜です。