



# pH Meter 3

## pH 測定モニター



## 培養液のpHモニタリングに

- ・ハンディタイプで持ち運びが可能
- ・フラットケーブルでコンベンショナル型、ベンチトップ型両方に対応
- ・8時間のバッテリー駆動

仕様		品番	製品名	標準価格*
pH精度	±0.02 pH	7-90-101-3	pHメーター ver.3.0 プローブキット	¥ 900,000
pH校正	室温2点、37°C1点校正	7-90-120	校正/メンテナンスパック	¥ 280,000
校正液	pH 7、pH10	7-90-118	プローブメンテナンスパック	¥ 190,000
温度精度	±0.5°C	7-90-111	校正液 pH10.0 50 ml x10	¥ 40,000
環境対応	IP65 (防塵防水)	7-90-113	校正液 pH7.0 50 ml x10	¥ 40,000
バッテリー	8時間	7-90-115	校正液 pH4.0 50 ml x10	¥ 40,000
ログ	2GB 内部メモリ搭載	7-90-117	塩化カリウム 50 ml x10	¥ 40,000
エクスポート	PCエクスポート機能			
外寸 (W x H x D)	8 x 16 x 3.6 cm			

\*価格は税抜です