

IVFラボ アップグレード キャンペーン 2023

遠心機、インキュベーター、
VOC除去製品、QCデバイスなどを
期間限定で特別価格にてご提供します

キャンペーン期間：

2023年9月11日～10月31日（当日受注分有効）

ScanFuge：IVF専用 低速遠心機



ScanFuge Midi

ScanFuge Maxi

懸架検体数を限定したコンパクト設計

- サンプルへの非加熱設計
- オートバランス機能による安全運用
- オーバーヒートとオーバースピード警告機能
- 庫内コーティングで、お手入れが楽

モデル名	Midi	Maxi
製品番号	7.607.514.801	7.617.514.802
外形寸法 (W x D x H)	296 x 412 x 206 mm	375 x 480 x 250 mm
重量 (ローター除く)	17.5 kg	19.5 kg
付属ローター	6 x 15 mL (アングル)	8 x 15 mL (4 アームスイング) ¹⁾
Max. RPM	4,000 rpm	4,000 rpm
Max. RCF	2,075 x g	2,826 x g
プログラムメモリー	最大 10	最大 10
電源仕様	100 V、Max 1 A、50/60 Hz	100 V、Max 2.8 A、50/60 Hz
キャンペーン価格 ^{2) 3)}	¥180,000	¥340,000
参考：希望小売価格	¥300,000	¥540,000

1) 4 x 50 mL (オプション) は本キャンペーンの対象外です

2) Midiには 3mL, 4mL, 5mLアダプタのいずれか 1つを選択して付属、Maxiには 4アームスイングローターと 2 x 15 ml バケットが属します

3) 別途消費税を申し受けます

BT37 MK II


加湿型ベンチトップインキュベーター



圧倒的！ 蓋の開け閉めから約7分で復旧

- パルス制御のガス供給により、開閉時の高いガス濃度復旧と、ガスの消費量の低減を実現
- 停電時、最大2時間までバッテリーで駆動可能
- ガス濃度センサーのドリフトが無く、校正頻度を大幅に削減
- 結露抑制機構で、庫内をクリーンに

モデル名	BT37 MK II	
製品番号	BT37MK11	
外形寸法 (W x D x H)	435 x 330 x 185 mm	
チャンバー数	2	
温度制御方式	PID 制御	
ガス制御方式	パルス制御	
使用ガス	混合ガス	
重量	17 kg	
電源仕様	100 V、Max 2 A、50/60 Hz	
キャンペーン価格 ^{2) 3)}	¥1,800,000	-33%
参考：希望小売価格	¥2,600,000	



- 1) BT37専用架台は本キャンペーンの対象外です
- 2) 別途消費税を申し受けます

T45 & T47: 保温プレート



コントロールユニット一体型設計

- コンパクト設計で設置場所を選びません
- アルミボディによる熱伝導性と耐衝撃性の両立
- 2サイズから選択可能です。

モデル名	保温プレート T45	保温プレート T47
製品番号	T45	T47
外形寸法 (W x D x H)	356 x 282 x 62 mm	470 x 460 x 62 mm
保温エリア (W x D)	282 x 220 mm	470 x 400 mm
重量	2.4 kg	5.2 kg
制御温度	室温 ~42 °C	室温 ~42 °C
温度精度	± 0.2 °C	± 0.2 °C
電源仕様	45 W、Max 1.6 A、50/60 Hz	45 W、Max 1.6 A、50/60 Hz
キャンペーン価格 ^{2) 3)}	¥300,000	¥430,000
参考：希望小売価格	¥450,000	¥650,000

- 1) 別途消費税を申し受けます

TW37

Arelo社チューブウォーマー



アルミ筐体を採用サンプルを保温

- 14mLチューブが14本保温可能
- 両脇のアクリルが取り外し可能
- LCDディスプレイ上で温度確認可能
- 0.1℃単位での温度設定が可能（精度±0.2℃）

モデル名	チューブウォーマー
製品番号 ¹⁾	TW37
外形寸法 (W x D x H)	120 x 174 x 54 mm
重量	1.5 kg
電源仕様	100 V、Max 1.5 A、50/60 Hz
キャンペーン価格 ²⁾	¥260,000
参考：希望小売価格 ³⁾	¥420,000

-38%

- 1) バッテリータイプは本キャンペーン対象外です
2) 別途消費税を申し受けます

CodaAir® 800 - 24V

揮発性有機化合物 (VOC) 除去システム キャンペーンパック



- Coda®の技術で揮発性有機化合物と汚染物質を除去
- 培養室に最適な4段階除去システム
- 20年以上の信頼と実績
- FDA届出 CEマーク取得、ISO 13485認証
- キャンペーンパックには交換フィルター（1年分）が付属

モデル名	CodaAir® 800 (交換フィルター付き)
製品番号 ¹⁾	A800-008
有効範囲 (m ²)	46 - 65
1時間当たりの換気回数	4 - 22 回
外形寸法 (W x D x H)	460 x 300 x 660 mm
重量	24 kg
電源仕様	100 V、Max 0.9 A、50/60 Hz
適用範囲	最大 30 m ² (高さ 2.5 m 時)
フィルター寿命	1 年 (使用状況による)
交換部品	Coda Aero 700/800 交換用フィルター [GCAF-702]
キャンペーン価格 ²⁾	¥408,000
参考：希望小売価格 ³⁾	¥680,000

-40%

- 1) 本体と交換フィルターのキャンペーンセットの製品番号
2) 半年交換フィルターを2個付属
3) 別途消費税を申し受けます
4) 本体と交換フィルターの合計金額となります

ORIGIO® Gas Line Filter インキュベーター用ガスラインフィルター

層状の活性炭フィルターで表面積を増加させ、効率的にVOC（揮発性有機化合物）を吸収




- 下部にHEPAフィルターが内蔵され、ガス以外の異物も除去可能
- 最大6か月のロングライフを実現
- 活性炭と過マンガン酸カリウムの2層構造による、効率的なVOC除去機構
- ワンタッチで取り換えが可能

製品名	ガスラインフィルター
キャンペーン価格 ²⁾	¥23,000
参考：希望小売価格 ³⁾	¥33,070

-30%

1) 別途消費税を申し受けます




Particle Counter 清浄度モニター



培養環境の清浄度測定に

- 高感度：0.3 μmの粒子も検出可能
- 1分以内での測定完了
- 3時間のバッテリー駆動



モデル名	Particle Counter
製品番号	7-90-080
センサー	レーザー式
閾値	0.3、0.5、5 μm (3ch)
校正	NIST 校正証明書
最大濃度	70 x 10 ⁶ 個 / m ³
流量	2.83 L / min
単位	個 / m ³
バッテリー	3 時間
データログ	10,000 測定値まで
データ出力	CSV 出力
外寸 (W x D x H)	110 x 200 x 70 mm
重量	680 g
キャンペーン価格 ^{2) 3)}	¥980,000
参考：希望小売価格	¥1,600,000

-38%

1) 別途消費税を申し受けます

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。
©2022 ORIGIO Japan K.K. All Right Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通り11 横浜情報文化センター4F
Tel: 045-319-6826 Fax: 045-319-6581
Email: toiwase@coopersurgical.com
Web: <https://coopersurgicalfertility-jp.com/>

